
carta de moldes mould chart

**Dientes de resina acrílica con
fluorescencia y cross link**

Cross linked fluorescent
acrylic resin teeth



super-C[®]



Super-C[®]

Dientes de resina acrílica con
fluorescencia y cross link

Cross linked fluorescent
acrylic resin teeth

anteriores superiores

upper anteriors



13

A 9.1
B 7.8
C 41.3

25

A 9.6
B 8.0
C 41.7

35

A 9.7
B 8.0
C 43.1

78

A 10.0
B 8.3
C 45.5

98

A 11.3
B 8.9
C 47.5

99

A 12.5
B 9.7
C 51.4



76

A 10.2
B 8.1
C 44.8

57

A 10.8
B 8.4
C 45.4

77

A 10.3
B 8.5
C 45.3


88

A 10.5
B 8.6
C 46.1



85

A 9.5
B 8.5
C 46.3



36

A 9.6
B 7.9
C 42.9

56


A 9.7
B 8.2
C 43.9

66

A 10.0
B 8.0
C 42.9

Síguenos / Follow us:





anteriores inferiores

lower anteriors



13
A 8.0
B 5.1
C 33.1

36
A 8.4
B 5.4
C 35.3

56
A 8.6
B 5.5
C 35.5

98
A 11.7
B 5.6
C 37.4


99
A 10.6
B 6.1
C 41.4

76
A 9.3
B 5.7
C 35.9

57
A 9.3
B 5.1
C 34.4

77
A 9.7
B 5.6
C 38.0

88
A 8.6
B 5.6
C 36.2



posteriores

posteriors

A 29.5
B 31.3
C 8.1
D 7.1

11



A 30.2
B 32.0
C 9.0
D 7.7

12



A 30.4
B 33.4
C 8.5
D 7.35

13



A 29.2
B 31.0
C 8.8
D 8.3

41




A 32.0
B 34.0
C 9.1
D 8.6

44




A 34.5
B 35.9
C 9.4
D 8.4

45




Molde 13 mould 13

- A 9.1 — **Largo del central sin cuello (mm)**
Length of central without collar
- B 7.8 — **Ancho del central (mm)**
Width of central
- C 41.3 — **Ancho de los 6 anteriores en línea (mm)**
Width of 6 anteriors on a straight line



Molde 13 mould 13

- A 8.0 — **Largo del central sin cuello (mm)**
Length of central without collar
- B 5.1 — **Ancho del central (mm)**
Width of central
- C 33.1 — **Ancho de los 6 anteriores en línea (mm)**
Width of 6 anteriors on a straight line




Molde 11 mould 11

- A 29.5 — **Promedio del ancho de un juego 1x4 en posteriores superiores**
The average width of a 1x4 set of upper posteriors
- C 8.1 — **Promedio del ancho del primer molar superior izquierdo**
The average depth of the upper left first molar



Molde 11 mould 11

- B 31.3 — **Promedio del ancho de un juego 1x4 en posteriores inferiores**
The average width of a 1x4 set of lower posteriors
- D 7.1 — **Promedio del ancho del primer molar inferior izquierdo**
The average depth of the lower left first molar



articulación articulation

anteriores superiores Upper	anteriores inferiores Lower	posteriores posteriors	
13	13	41	12
25	13	41	11
35	56	41	44
98	98	45	
99	99	45	
36	36	41	11
56	56	12	
66	36	12	
76	76	41	11
77	77	44	13
88	88	44	13
78	76	41	
85	88	44	13
57	57	44	13

tonalidades shades

A1	B1	C2	D3
A2	B2		
A3	B3		
A3.5			
A4			

ISO 22112



SC 358-1
SC 358-2



DM 017-1
DM 017-2



Síguenos / Follow us:



new stetic

New Stetic S.A.
Cr. 53 No.50-09 Guarne, Antioquia, Colombia
PBX: (+57-4) 550 00 00 - 403 87 60
FAX: (+57-4) 551 31 34
infocolombia@newstetic.com - www.newstetic.com

Cód.: 0024578-01

