


Mould Chart.

Acrylic resin teeth.
Characterized.
Three chromatic layers.

CARTA DE MOLDES
DIENTES DE RESINA ACRÍLICA.
CARACTERIZADOS.
TRES CAPAS CROMÁTICAS.



Tiziano

Three Chromatic Layers

Escanea estos códigos para/scan these codes to:

Visitar nuestra página en facebook
Visit our page on facebook




Descargar esta carta de moldes en PDF
Download this mould chart in PDF





Disponible en / Available on:





UPPER ANTERIORS ANTERIORES SUPERIORES



 Square **[Cuadrada]**
 A 11.60
 B 9.35
 C 50.50



 TE12
 TN5
 A 10.60
 B 8.50
 C 45.50



 TG12
 TR8
 A 10.60
 B 9.15
 C 49.00



 TE13
 TH4
 A 9.30
 B 8.10
 C 44.00



 Square tapering **[Cuadrada-Triangular]**
 A 10.50
 B 8.05
 C 44.00



 TJ21
 TK1
 A 12.40
 B 10.20
 C 54.50



 TX21
 TP7
 A 10.90
 B 8.75
 C 46.50



 TC22
 TC1
 A 9.85
 B 7.70
 C 41.00



 TE22
 TH4
 A 10.75
 B 8.50
 C 45.00



 TG22
 T06-TP7
 A 9.60
 B 8.60
 C 47.00



 TH22
 TP7
 A 12.10
 B 9.25
 C 50.00



 TF24
 TF3-TH4
 A 12.00
 B 8.45
 C 44.50



 Square ovoid **[Cuadrada-Ovalada]**
 T06-TP7
 A 11.50
 B 8.60
 C 46.00



 TE32
 TH4
 A 10.00
 B 8.20
 C 45.00



 Tapering **[Triangular]**
 TD42
 TF3
 A 10.25
 B 8.00
 C 43.50


 TF42
 TH4
 A 10.50
 B 8.45
 C 46.50


 TG42
 T06-TP7
 A 10.40
 B 8.70
 C 48.00


 TD43
 TC1
 A 8.70
 B 7.85
 C 41.50





 TF43
 TN5
 A 9.60
 B 8.80
 C 45.50


 TH45
 TR8
 A 11.25
 B 8.85
 C 49.50

Mould Chart.


Acrylic resin teeth.
Characterized.
Three chromatic layers.

CARTA DE MOLDES
DIENTES DE RESINA ACRÍLICA.
CARACTERIZADOS.
TRES CAPAS CROMÁTICAS.

 <p>Tapering ovoid [Triangular-Ovalada]</p>	<p>TC52 TC1 A 9.00 B 7.40 C 40.00</p>
	<p>TD55 TE2 A 10.25 B 8.25 C 43.50</p>
 <p>Ovoid [Ovalada]</p>	<p>TG62 TK1-TR8 A 11.90 B 9.20 C 48.50</p>
	<p>TG65 T06 A 11.50 B 9.00 C 47.50</p>
 <p>Square tapering ovoid [Cuadrada-Triangular-Ovalada]</p>	<p>TE75 TN5 A 11.00 B 8.35 C 45.50</p>



Tiziano Acrylic resin teeth.

DIENTES DE RESINA ACRÍLICA.



LOWER ANTERIORS ANTERIORES INFERIORES


LOWER ANTERIORS ANTERIORES INFERIORES

 <p>TC1 A 9.00 B 4.90 C 31.50</p>	<p>TE2 A 9.40 B 4.95 C 33.50</p>
	<p>TF3 A 8.85 B 4.95 C 32.00</p>
 <p>TH4 A 9.10 B 4.90 C 32.00</p>	<p>TP7 A 8.75 B 5.40 C 35.50</p>

 <p>TN5 A 9.10 B 5.20 C 33.50</p>	<p>T06 A 9.80 B 5.40 C 35.50</p>
	<p>TR8 A 9.25 B 5.20 C 36.00</p>
 <p>TS9 A 9.65 B 5.70 C 38.50</p>	<p>TK1 A 11.85 B 5.90 C 38.50</p>

POSTERIOR

POSTERIORES



30Z
0°
X 30.00
U 8.80
Y 32.00
L 8.80


32Z
0°
X 32.00
U 9.40
Y 34.00
L 9.40

30F
10°
X 30.00
U 7.70
Y 32.00
L 8.25

32F
10°
X 32.00
U 8.50
Y 34.50
L 9.25

34F
10°
X 34.00
U 9.10
Y 36.50
L 9.40

36F
10°
X 36.00
U 9.50
Y 38.50
L 10.50



Anteriors		Posteriors			
UPPER	LOWER	0°	10°	20°	33°
Square [Cuadrada]					
TH11	TS9	32Z	34F	33M	34M
TE12	TN5	32Z	32F	31M	32L
TG12	TR8	32Z	34F	33M	34M
TE13	TH4	30Z	30F	31M	30M
Square tapering [Cuadrada-Triangular]					
TD21	TF3	30Z	30F	29L	30M
TJ21	TK1	32Z	36F	33M	34L
TX21	TP7	32Z	32F	31M	32M
TC22	TC1	30Z	30F	29M	30M
TE22	TH4	30Z	30F	29L	30M
TG22	T06-TP7	32Z	32F	31M	32M
TH22	TP7	32Z	34F	33M	34L
TF24	TF3-TH4	32Z	32F	31M	32L
Square ovoid [Cuadrada-Ovalada]					
TF31	T06-TP7	32Z	32F	31M	32L
TE32	TH4	32Z	32F	31M	32M
Tapering [Triangular]					
TD42	TF3	32Z	30F	29L-29M	30M
TF42	TH4	32Z	32F	31M	32L
TG42	T06-TP7	32Z	32F	31M-33M	32M
TD43	TC1	30Z	30F	29L-29M	32M
TF43	TN5	32Z	32F	31M	32M
TH45	TR8	32Z	34F	33M	34L
Tapering ovoid [Triangular-Ovalada]					
TC52	TC1	30Z	30F	29M	30M
TD55	TE2	30Z	30F	29M	30M
TG62	TK1-TR8	32Z	34F	33M	34L
Ovoid [Ovalada]					
TG65	T06	32Z	34F	33M	34L
Square tapering ovoid [Cuadrada-Triangular-Ovalada]					
TE75	TN5	30Z	30F	29L	30M




Three chromatic layers

TRES CAPAS CROMÁTICAS

			<u>29M</u> 20° X 29.00 U 8.25 Y 32.50 L 9.10
			<u>29L</u> 20° X 29.00 U 8.25 Y 33.00 L 9.00
			<u>31M</u> 20° X 31.00 U 8.75 Y 34.50 L 9.70
			<u>33M</u> 20° X 33.00 U 9.25 Y 37.00 L 10.25
			<u>30M</u> 33° X 30.00 U 8.10 Y 32.50 L 8.50
			<u>32M</u> 33° X 32.00 U 8.50 Y 34.50 L 9.00

...a master piece



32L
33°
X 32.00
U 8.40

Y 35.00
L 8.75

34M
33°
X 34.00
U 9.10

Y 36.50
L 9.50

34L
33°
X 34.00
U 8.90

Y 36.75
L 9.30

Tiziano

Three Chromatic Layers

SHADES COLORES


A0 · A1 · A2 · A3 · A3.5 · A4 · B0 · B1 · B2 · B3 · B4 · C1 · C2 · C3 · C4 · D2 · D3 · D4

POSTERIOR ANGULATION ANGULACIÓN DE POSTERIORES




UPPER ANTERIORS
ANTERIORES SUPERIORES

MOULD TE I 2 MOLDE TE I 2



LOWER ANTERIORS
ANTERIORES INFERIORES


MOULD TC I MOLDE TC I




- A LENGTH OF CENTRAL WITHOUT COLLAR
LARGO DEL CENTRAL SIN CUELLO (MM)
- B WIDTH OF CENTRAL
ANCHO DEL CENTRAL (MM)
- C WIDTH OF 6 ANTERIORS ON A STRAIGHT LINE
ANCHO DE 6 ANTERIORES EN LINEA RECTA (MM)

UPPER POSTERIORES
POSTERIORES SUPERIORES

MOULD 31 M MOLDE 31 M



LOWER POSTERIORES
POSTERIORES INFERIORES



XY THE AVERAGE WIDTH OF A 1X4 SET
PROMEDIO DEL ANCHO DE UN JUEGO 1X4

U/L THE AVERAGE DEPTH OF THE LEFT FIRST MOLAR
PROMEDIO DEL ANCHO DEL PRIMER MOLAR



TIZIANO



Acrylic resin teeth.


DIENTES DE RESINA ACRÍLICA.

NEW

Euro Moulds Line



UPPER ANTERIORS ANTERIORES SUPERIORES




LOWER ANTERIORS ANTERIORES INFERIORES

ETM4		A 11.30 B 8.80 C 45.60
EOL4		A 12.70 B 9.00 C 49.20
EOM3		A 10.80 B 8.60 C 47.20
EZS1		A 9.80 B 8.10 C 44.10
EZS2		A 10.10 B 8.70 C 47.50

TEM4		A 9.40 B 5.40 C 35.50
TEL6		A 11.40 B 5.80 C 38.20
TEM3		A 10.50 B 5.20 C 36.30
TES1		A 8.80 B 4.90 C 33.00
TEM5		A 10.40 B 5.50 C 37.00

Tiziano Acrylic resin teeth.

DIENTES DE RESINA ACRÍLICA.



Three chromatic layers

TRES CAPAS CROMÁTICAS

Euro Moulds Line



Anteriors		Posteriors
UPPER	LOWER	
ETM4	TEM4	T2E
EOL4	TEL6	T4E
EOM3	TEM3	T3E
EZS1	TES1	T1E
EZS2	TEM5	T2E

POSTERIORIS POSTERIORES

T1E		X 30.50 U 9.50 Y 32.70 L 8.70
T2E		X 32.90 U 9.50 Y 33.70 L 9.00
T3E		X 33.50 U 11.10 Y 34.60 L 9.80
T4E		X 34.80 U 11.80 Y 36.10 L 9.80

SHADES COLORES

A0 · A1 · A2 · A3 · A3.5 · A4 · B0
B1 · B2 · B3 · B4 · C1 · C2 · C3
C4 · D2 · D3 · D4

ISO
22112



New Stetic S.A.: Cr. 53 No.50-09
Guarne, Antioquia, Colombia, S. A.
PBX: (+ +57-4) 403 87 60 - 550 00 00
FAX: (+ +57-4) 551 31 34

Síguenos/Follow us:



info@newstetic.com - www.newstetic.com